

MANNEQUIN SANY-BABY



Description

En utilisant correctement le système hygiénique unique du Sani-Baby, les utilisateurs sont en contact uniquement avec l'air expiré.

Pour vérifier que ce système est correctement mis en place, les utilisateurs doivent s'assurer qu'à chaque session à laquelle ils participent, on leur distribue leur propre sac d'insufflation quand vient leur tour de pratiquer la ventilation sur le mannequin.

Caractéristiques principales

Grâce au sac d'insufflation réservé à l'usage individuel, ce système hygiénique prévient tout risque de contamination croisée, en garantissant une ventilation et une expiration réalistes.

Caractéristiques techniques

Le sac d'insufflation du mannequin Sani-Baby est totalement exempt de latex.

En rendant tout nettoyage interne du mannequin inutile, le mannequin Sani-Baby répond aux exigences de facilité et de maintenance à faible coût réclamées par les utilisateurs..